

美の総合ディレクターが案内する より質の高いライフステージ


様々な新しい術式を研究し、日本のみならず海外の学会でも発表し続ける池田欣生総院長。その美意識の高さから芸能界はじめ多くのVIPをファンに抱え、自ら「美容オタク」と公言するほどの人物だ。「美容外科というと、コンプレックスを消したい人が訪れるイメージがあるかもしれませんが、当院にいらっしゃるのは「もっときれいになりたい」方ばかり。治療に対して非常にポジティブなので、私も優れた最新技術を海外と時差なくご提案することができます」。目指すのは、素顔の美しさ。「ビューラーで睫毛を上げると愛らしさが増す人は、元々の睫毛を上向きに。コンシーラーでもクマが隠せない人には、クマをなくしたうえでこれからは出来にくい体質に。アートメイクのディプロマも持つ私の診察は少々マニアックかもしれませんが、それほど細部までディレクションできるのが当院の特徴だと思います」。

初回のカウンセリングには、患者自身が気に入っている顔の写真と、好きでない写真を持参させる。「その違いを、医学的見地から私が言葉にすることで、患者さん自身も自分の理想像を描けるようになっていきます」。20代後半、自分の顔が嫌いなわけではないけれど、仕事の停滞を打破する契機になればと訪れた女性もそんな一人。「お仕事は、専門家との商談。もともと気品のあるお顔立ちなので、頬をふっくらさせたり唇にボリュームを足すことでより女性らしさを増す治療をご提案しました」。以前から彼女を知る人には「なんだか元気になったね」と言われる程度のマイルドな変化にも関わらず、治療後は会社トップの成績に、池田院長が実現する美は、内面的な変化も与え、より質の高い生活をもたらしているようだ。



総院長：池田 欣生 先生

日本アンチエイジング外科・美容再生研究会役員理事、日本形成外科学会認定医、日本美容外科学会
大阪医科大学形成科病棟医長を経て、2006年銀座・いけだクリニックを開設。東海大学病院形成外科非常勤講師として後進の指導にあたりながら、日本、韓国学会で数々の講演や発表などを行う。日本アンチエイジング外科・美容再生研究会を発足、役員理事に就任。



2010年に移転リニューアルした院内。手術室にはドイツTRUMPF社製の無影灯を採用するなど最新設備が整っている。

CLINIC DATA

銀座・いけだクリニック

TEL 03-3545-8000
URL www.251901.net
中央区銀座2-11-8 Duplex Ginza Tower3F
◎10:00~19:00 ※予約優先
◎日
東銀座駅より徒歩1分

シミ シワ にきび
二重 豊胸 アンチエイジング

最新手術のセミナーを ライブ中継で全世界に発信

美容大国アメリカ、韓国をはじめ、世界各国を飛び回って修得する最新治療の中には、池田院長が日本での第一人者となって研究・開発を牽引するケースもある。「一人でも多くの患者さんにベストな治療を提供するため。また、未熟な医師によるトラブルが起これないように」と教育的立場に立って、院内ではしばしば手術のライブ中継を行っている。ネット回線からは、日本のみならず海外の熱心な医師も見学。フェイスリフトや眼瞼下垂、豊胸など様々な症例で定期的実施している。



近隣の医師は、直接見学に赴くことも。ライブ中の質問にも、池田院長はインカムで随時答える。

日本最大級の美容イベント 「東京ビューティーサミット」を主催

年に一度開催される「東京ビューティーサミット」とは、美容医療、ヘアメイク、エステ、化粧品など最先端美容のプロが集結し、キレイになりたい女性の気持ちを徹底的に応援する大規模なイベント。銀座・いけだクリニックは、その主催者として、グランプリになった女性の継続的なプロデュースに携わっている。「美容外科・皮膚科は、年齢に関係なく、ご自身の満足と自信のために貢献する医療。若く美しい女性もさらに輝かせることができます」。このイベントを機に、芸能界デビューを果たした人もいたとか。自分ではまだ気付いてない、潜在的な魅力を最大限に引き出してもらえるチャンスかも。



治療前



治療後

20歳女性。美容歯科による奥歯治療と、池田院長によるアゴへの注入治療でまずはシャープな輪郭に。その後、隆鼻や眉の整形など。

オピニオン

体験者1

23歳・女性

隆鼻

友達が銀座いけだクリニックでとてもきれいになったのを見て羨ましくなり診察を受けました。美しい鼻や唇の形など、自分が知らなかった方法を親身になって教えてくれてとても勉強になりました。鼻のヒアルロン酸注射をお願いしましたが、気軽にこんなにきれいになれるなんてびっくりでした。

体験者2

42歳・女性

眼瞼下垂

年齢とともに目が開けにくくなり、眼科で眼瞼下垂と診断されましたが入院が必要と言われ、不安で手術をしていませんでした。こちらにはモデルさんも通われていることでセンスも安心。日帰り、しかも保険で手術をしてくれました。目がとても開けやすくなった上に、若くなったと言われるようになり、毎日が楽しいです。

クリニックブログ

（ほぼ毎日、日によっては一日数回！更新される院長ブログ。「読むだけで美しくなるブログ」を目指し、最先端美容情報を発信している。メディア取材も数多くこなす院長だが、テレビや雑誌には載らない本音トークもちらほら…。クリニックのお得情報もいち早くアップされるのでぜひチェックして。

「本音美容辞書」
http://ameblo.jp/biyou-jisho



気になる悩みのこと
教えて!
DOCTOR #10

教えてくれたのは

銀座・いけだクリニック
 総院長 池田 欣生 先生

大阪医科大学形成科病棟医長を経て、2006年銀座・いけだクリニックを開設。東海大学病院形成外科非常勤講師として後進の指導にあたりながら、日本、韓国の学会で数々の講演や発表などを行う。日本アンチエイジング外科・美容再生研究会を発足、役員理事に就任。



「**ボリュームを出すだけでなく、
 美しいかたちと自然な感触を実現する最新豊胸術です**」

お悩み

バスト

Q 年齢とともにバストのボリュームがなくなり、垂れ下がってきたのが悩みです。大きくするだけでなく、形もきれいな胸にしてください!

**豊胸から美乳の時代へ
 最新! Stan式テクニック**

ヨーロッパのセレブの間では、豊胸手術がポピュラーです。歳を重ねてもドレスを着る文化があるせいか、みなさん美しいバストを保つことに積極的です。単に大きくしたいというより「美しいラインに整えたい」、「若い頃のハリを取り戻したい」などアンチエイジ的な要望も多いそう。当院ではその最先端技術を開発したコンスタンチン・スタン先生から直接指導を受け、さらに日本人のために最適に改良した「Stan式豊胸術」を行っています。小さな胸にきれいな膨らみを持たせたい方ももちろんですが、約半数は胸のたるみを改善し、若々しく蘇らせたいという40代以降の方。乳首の位置や方向までこだわって、理想のバストをデザインできる画期的な方法です。

**入院不要、自然な感触…
 周囲に気付かれないヒミツ**

Stan式のメリットは仕上がりの美しさだけではありません。特に、「手術したのを気付かれない」という方に喜ばれるのが、ダウンタイムがほぼないこと。従来は1週間ほど寝たきりになる手術も珍しくありませんでしたが、Stan式では直後も痛みがほとんどなく、そのまま仕事や散歩に出られる方もいらっしゃいます。また、スムースタイプのラウンドバックならいっそう柔らかく自然な感触で、ご自分でも変化を心地よく感じるでしょう。豊胸は何度もやり直す手術ではありませんから、初の手術が最高の手術になるようカウンセリングも大切に。安心できる医師による、後悔のない治療を選んでください。

こんな方に向いています

バストが小さく自信が持てない、年齢とともに垂れてきた乳房の形を何とかしたいなどお悩みの方

価格(目安)

約80~120万円。
 手術は2~3時間。

効果の持続

ほぼ永続的。また、バックが破裂することほとんどないが、万一が破裂しても材料代は無料で保証している。

痛み

出血や痛みはほぼゼロ。合併症(被膜硬縮)の心配もない。手術直後からいつもの生活に戻れる。

注意事項

特になし。リラックスしていらしてください。無料カウンセリングも行っているのでも、まずは相談だけでもOKです。

施術の流れ

「Stan式豊胸術」は、2010年日本美容外科学会シンポジウムで発表されたばかりの世界最新技術。専用の高周波医療機器を用いることにより、出血がほとんどないだけでなく、ダウンタイムが非常に短かく、安全性も高いことが特徴です。

1 カウンセリング・デザイン

まずはカウンセリング。術前術後の詳しい説明を聞くとともに、現状の悩みを確認。乳房の観察を行う。また、理想の胸を作るためバックもチェック。実際に触りながら、大きさやタイプを選択する。



銀座・いけだクリニックが使用するのは、欧米はもとろ、ん世界でNo.1シェアを誇るMENTOR社製。ティアドロップのような形で彫刻のように美しい胸を作る「アナミカル型」と、重力の影響で緩やかに形が変化する「ラウンド型」があり、各々数サイズ用意されている。



(奥から)アナミカル型、ラウンド型 テクスチャードタイプ、ラウンド型スムースタイプ

2 測定・デザイン

乳頭の位置や乳房の形を綿密に計測。正面・左右から胸を撮影し、患者自身も客観的に術前状況を把握する。また、大胸筋の位置も確認。年齢とともに下垂した筋肉状態も加味して、手術方針を決定する。



スタン博士が開発した緻密なソフトを用い、理想的な胸の形をシミュレーションする。


3 手術

熟練した医療スタッフによる管理のもと、安全に手術を行う。独自の技術により乳房内からつり上げ、美しいボリュームを形成。切開は乳房下から行い、3~6カ月でほとんど目立たなくなる。



術後マッサージなど特別なケアは必要なし。傷跡は、約半年で写真のようにほとんどわからないほど回復する。

Stan式豊胸手術症例



22歳、女性。以前から胸が小さいのがコンプレックス。最先端のStan式豊胸手術は痛みがほとんどない聞き手術を受けた。2日後には通常通り仕事もでき、痛みの少なさに周囲も驚くほど。海や温泉にも自信を持って行けるようになった。

▶▶ 銀座・いけだクリニックはP70にも掲載